

A woman with long brown hair tied in a low ponytail is shown in profile, looking towards the right. She is wearing a white, form-fitting, sleeveless bodysuit. Her right hand is raised, with fingers gently touching her neck and jawline. Her left hand is resting on her hip. The background is a plain, light gray.

HOTELSPA

TECNOLOGIE ESTETICHE

SPA
RADIO

Radio Frequenza

SPA RADIO: **RADIO FREQUENZA**

Torniamo indietro nel tempo...

La "tecnologia del tempo", come un tuffo nel passato

La radiofrequenza estetica capacitivo resistivo mono/bi polare, è una metodica non invasiva e non dolorosa capace di rallentare e contrastare i segni del tempo su viso e corpo.

Contrasta efficacemente la lassità cutanea, migliora situazioni di cellulite, adipe localizzato cicatrici, smagliature e lesioni da acne.

La radiofrequenza è:

- RIVITALIZZANTE
- DETOSSINANTE
- TONIFICANTE
- SNELLENTI
- ANTICELLULITE




Questa tecnologia è in grado di generare un campo elettromagnetico attraverso il manipolo, provocando un aumento di temperatura del derma, attivando in questo modo, i processi di rigenerazione cutanea.

L'effetto bio-fisico della RF si basa infatti sulla conversione dell'energia elettrica in calore, e il riscaldamento avviene per oscillazione molecolare dovuta a uno spostamento rotazionale degli elettroliti intracellula. Si ottengono **risultati visibili e tangibili già dalla prima seduta** e con un ciclo di 6/8 trattamenti, **stabilità nel tempo.**

È una tecnologia adatta sia per il viso che per il corpo, prevede **cicli di lavoro da 30 a 60 minuti**, e tratta diversi inestetismi.

Nel viso è indicata nei casi di rughe, con **effetto lifting e anti-age**. Le cicatrici e le lesioni da acne migliorano notevolmente. Il trattamento di radiofrequenza è **indolore**, genera infatti una piacevole sensazione di benefico calore che migliora la trama tessutale della pelle, con un potente effetto anti-age ed un naturale effetto tonificante, sia per il viso che per il corpo.



La radiofrequenza è efficace per il **ripristino del tono tessutale** e permette una migliore ossigenazione dei tessuti migliorando la circolazione linfatica.

SPA RADIO: **TECNOLOGIE**

MANIPOLO **RESISTIVO** **BIPOLARE VISO E CORPO**

La modalità resistiva bipolare prevede l'uso di un manipolo con due elettrodi ad emissione ravvicinata per effettuare un lavoro specifico ed efficace sui fibroblasti, sui collagene e l'elastina. La sua azione stimola la produzione di nuove fibre di sostegno con conseguente miglioramento della compattezza e della conicità tessutale. Il software avanzato genera 3 tipi di onde per garantire un trattamento efficace e confortevole: onda continua per un riscaldamento intenso e diffuso; onda pulsata per le pelli più sensibili e reattive; onda armonica per un trattamento ad incremento di calore per le pelli più esigenti.



MANIPOLO **CAPACITIVO** **CON ELETTRODI**

La modalità capacitiva monopolare prevede l'uso di un manipolo a cui viene applicato un elettrodo ricoperto da uno strato di materiale non conduttivo, e di una piastra di ritorno. Emette calore uniforme e costante riuscendo a raggiungere profondità significative, interessando il derma profondo fino all'ipoderma. Consente di trattare le adiposità localizzate, favorire il drenaggio degli edemi e il rassodamento delle fibre di sostegno ottenendo un risultato completo per il rimodernamento della silhouette.





3x

**Risultati 3 volte più veloci
rispetto alla singola
radiofrequenza**

2x

**Durata dell'effetto
2 volte maggiore**

4x

**Confortevole: il trattamento
produce una sensazione di
calore piacevole**

IRISULTATI

PRIMA



DOPO

SPA RADIO - SPECIFICHE TECNICHE

MANIPOLO MONOPOLARE:

Frequenza: 500 KHz

Potenza: 50 W Capacitiva

3 testine intercambiabili per
viso e corpo

MANIPOLI BIPOLARI:

Frequenza: 1MHz

Potenza: 25 W resistiva

Specifici per viso e corpo

NOTA:

Il manipolo "Eye Area" è disponibile separatamente, offrendo ulteriori opportunità di trattamento.

HOTELSPA

TECNOLOGIE ESTETICHE

051 904303 info@hotel-spa.it www.hotel-spa.it